

## Wasserentsalzung

### Jonomat Mischbett

**Ionentauschgerät zur Herstellung von demineralisiertem Wasser in DAB 10-Qualität**

- Ionentauschgerät zur Herstellung von demineralisiertem Wasser
- Erfüllt die Reinheitsanforderungen des DAB, sowie die Bestimmungen für Akkumulatoren und sonstige technische Zwecke
- Ca. 240 Liter demineralisiertes Wasser (bei 10° dH)



<b>Anwendungsbereich:</b>	Ionentauschgerät zur Herstellung von demineralisiertem Wasser.
<b>Anwendung:</b>	Sofort nach Anschluss an den Wasserhahn (nur an Stutzen mit eingebauter Reduzierung) steht demineralisiertes Wasser zur Verfügung. Der Inhalt verfärbt sich je nach Erschöpfungsgrad von unten nach oben tiefrot. Nach Erreichen der Farbgrenze Gerät austauschen und an uns zurücksenden. Sie erhalten umgehend eine Tauschpatrone.
<b>Kapazität:</b>	Bei 10° dH des zu entsalzenden Wassers ca. 240 Liter.
<b>Inhaltsstoffe:</b>	Kunsthharze.
<b>Hinweis:</b>	Vor Frost schützen.

Artikel:	Packungseinheit:	Artikelnummer:	EAN-Code:
Jonomat Mischbett	1 Jonomat mit Zubehör im Karton	10120	4004706101203
	Regeneration (Tauschverfahren)	10125	4004706101258