

## Wasserentsalzung

### Jonomat Schichtbett

**Ionentauschgerät zur Herstellung von demineralisiertem Wasser nach VDE 0510 § 13b**

- Ionentauschgerät zur Herstellung von demineralisiertem Wasser
- Erfüllt die Bestimmungen für Akkumulatoren und Batterien nach VDE 0510 § 13 b und sonstige technische Zwecke
- Ca. 240 Liter demineralisiertes Wasser (bei 10° dH)



|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Anwendungsbereich:</b> | Ionentauschgerät zur Herstellung von demineralisiertem Wasser.   |
| <b>Anwendung:</b>         | Sofort nach Anschluss an den Wasserhahn (nur an Stutzen mit eingebauter Reduzierung) steht demineralisiertes Wasser zur Verfügung. Der Inhalt verfärbt sich je nach Erschöpfungsgrad von unten nach oben tiefrot. Nach Erreichen der Farbgrenze Gerät austauschen und an uns Zurücksenden. Sie erhalten umgehend eine Tauschpatrone. |
| <b>Kapazität:</b>         | Bei 10° dH des zu entsalzenden Wassers ca. 240 Liter.  |
| <b>Inhaltsstoffe:</b>     | Kunsthharze.   |
| <b>Hinweis:</b>           | Vor Frost schützen.  |

| Artikel:            | Packungseinheit:                | Artikelnummer: | EAN-Code:     |
|---------------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| Jonomat Schichtbett | 1 Jonomat mit Zubehör im Karton | 10110          | 4004706101104 |
|                     | Regeneration (Tauschverfahren)  | 10115          | 4004706101159 |